

Afname-instructie wisser A/H1N1v

Materiaal

- Tongspatel
- Flexibele steriele droge wattenstokken
- Buisje met transportmedium
(voor virus-PCR/kweek)



Werkwijze nasale wisser

- Laat de patiënt zijn neus snuiten
- Laat de patiënt zijn hoofd achteroverbuigen (70°)
- Schuif de wattenstok evenwijdig aan het gehemelte voorzichtig door de nasale holte tot achter in de neus (bij obstructie neemt men slechts van één nasale holte een staal!)
- Roteer het stokje een paar keer en trek langzaam terug
- Plaats de wattenstok in het transportmedium, knip/breek de wattenstok af en sluit hermetisch af

Werkwijze pharyngeale wisser

- Met de spatel tong naar beneden duwen
- Met de wisser materiaal afnemen over beide tonsillae en posterieure pharynx
- Plaats de wattenstok in het transportmedium, knip/breek de wattenstok af en sluit hermetisch af (**GOED SLUITEN**).

Bewaring en transport

- Breng het transportbuisje in een afzonderlijk plastic zakje en sluit af;
- Plastic zakje samen met het speciale aanvraagformulier voor A/H1N1 detectie in een tweede zakje steken en afsluiten
- Bewaar op 4°C
- Verwittig het laboratorium