

## Afname-instructies voor Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae PCR

Eén afname voor beide testen volstaat.

Chlamydia trachomatis wordt enkel terugbetaald in de klinische context van een risicogroep, tot en met de leeftijd van 21 jaar, of bij duidelijke tekenen van een Chlamydia-infectie en dit maximum 2x/ kalenderjaar.

De multi-Collect Specimen Collection kit bestaat uit een wisser en een transportmedium (bewaren op kamert°). Het plastic pipetje wordt niet gebruikt!  
De wisser niet bevochtigen vóór gebruik!

### **Afname bij de vrouw:**

- De bijgevoegde wisser in het endocervicaal kanaal en/of tegen de vaginawand brengen en 15-30 seconden roteren.
- De wisser in de tube brengen, de steel afbreken en de tube sluiten.
- Na afname het staal bewaren op kamert°.

### **Uretrale afname bij de man (te verkiezen boven urine)**

- Minstens tot 2 uur voor de afname niet wateren.
- De wisser 2 à 4 cm in de urethra brengen en 2 à 3 seconden roteren.
- De wisser in de tube brengen, de steel afbreken en de tube sluiten.
- Na afname het staal bewaren op kamert°.

### **Urine afname**

- Minstens tot 2 uur voor de afname niet wateren.
  - De eerste 15-20 mL van de urinelozing collecteren in een steriel polipropyleen urinepotje.
  - De urine maximaal 24u bij 2-8°C bewaren.
- Voor elk ander onderzoek is een tweede portie noodzakelijk.